



Comme ça ?...

... ou comme ça !

VivaStyle®

Une sérieuse envie de sourire

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation



VivaStyle

Une sérieuse envie de sourire

Des dents naturellement blanches –

une demande fréquente de vos patients. La médication, les maladies systémiques et certaines habitudes alimentaires causent bien souvent des colorations dentaires disgracieuses.



Schéma : VivaStyle libère de l'oxygène qui éclaircit les dents.

Le système d'éclaircissement professionnel

Votre savoir-faire et nos systèmes d'éclaircissement professionnel vous conduisent sur le chemin du succès. Les produits VivaStyle éclaircissent les dents, vous permettant d'offrir à vos patients un sourire éclatant de blancheur.

Selon votre diagnostic et les besoins individuels de vos patients, vous avez le choix entre différentes options de traitement :

- au cabinet ou à la maison
- différentes concentrations, à 10%, 16% ou 30%

Comment ça marche

Les produits VivaStyle contiennent un ingrédient éprouvé, le peroxyde de carbamide, disponible en différentes concentrations. Ce composant actif libère de l'oxygène qui estompe en douceur les colorations.

Intéressant !

Quelle caractéristique physique rend une personne attirante ? Selon 85% des personnes interrogées lors d'un sondage, la réponse est "de belles dents". (Sondage Emnid, 2002)



O₂

O₂

O₂

O₂

O₂



VivaStyle 30%

Pour le traitement au fauteuil

VivaStyle 30% est appliqué au cabinet dentaire. Une fois la gouttière individuelle mise en place, le patient peut se relaxer en salle d'attente pendant la durée d'action du gel. Le fauteuil est ainsi libre pour d'autres traitements.

En bref

- 30% de peroxyde de carbamide
- pas besoin de digue
- 1 à 3 applications

Vos avantages

- alternative aux produits à forte concentration de peroxyde d'hydrogène
- des résultats plus rapides sur les colorations sévères
- alternative pour les patients qui ne veulent pas ou ne peuvent pas utiliser de gouttière chez eux

Les avantages pour vos patients

- temps de traitements courts
- traitement des fortes colorations
- encadré par un service professionnel

Notre conseil

Avec VivaStyle 30%, au cabinet, proposez à vos patients un traitement de départ, avec des résultats motivants. Un traitement court à la maison peut ensuite être proposé avec VivaStyle 16% pour l'entretien.

Intéressant !

"VivaStyle 30% est un gel d'éclaircissement sûr et doux pour les traitements au cabinet."
(Peschke 2003)

Photo :
Service et soins professionnels au cabinet





VivaStyle 10% ou 16%

Pour le traitement à la maison

Le traitement avec VivaStyle à 10% ou 16% de peroxyde de carbamide se fait à la maison à l'aide de gouttières sur mesure.

En bref

- gel haute viscosité
- seringue ergonomique et calibrée
- gouttière souple et confortable
- coffret remis au patient

Les avantages pour vos patients

- application simple et éprouvée
- éclaircissement en douceur
- service et soins professionnels

Vos avantages

Vous recommandez à vos patients un système éprouvé, qui permet :

- un dosage précis
- une action prolongée aux endroits voulus
- moins d'irritation

Notre conseil

Tetric EvoCeram ou IPS Empress en teinte Bleach permettent de créer des restaurations esthétiques fonctionnelles qui s'adaptent parfaitement.

Intéressant !

Une bonne note pour VivaStyle (+++1/2). 93% des praticiens qui ont testé VivaStyle l'achèteraient ou le recommanderaient (The Dental Advisor 2001).

Photo :
Remplissage et mise en place de la gouttière.





VivaStyle

Un système pour la dentisterie esthétique

Dans votre intérêt et celui de vos patients

Très souvent, un éclaircissement réussi motive vos patients à s'informer sur la disponibilité d'autres traitements dentaires esthétiques et fonctionnels. Les produits de restauration de haute qualité, comme par exemple Artemis, Tetric EvoCeram, Variolink ou IPS Empress, sont disponibles en teintes Bleach. Proxyl, pâte prophylactique, est alors utilisé pour garder les dents brillantes, blanches et en bonne santé, pour longtemps.

Cas "avant" :
Restauration céramo-métallique très peu esthétique sur la 11.

Cas "après" :
Après éclaircissement et restauration avec une couronne en IPS Empress 2 en teinte Bleach.

Photos: Dr. M. Striegel,
Nuremberg



Avant

Après

Un sourire relie les êtres

Recommandez le produit VivaStyle adapté à chacun de vos patients pour mettre en valeur leur sourire.

Vos avantages

La gamme VivaStyle vous apporte des solutions sur mesure pour vos patients qui désirent des dents plus claires.

Les avantages pour vos patients

Votre service et vos recommandations professionnels répondront à leurs demandes.

Ils seront heureux de venir à nouveau et recommanderont votre cabinet à leur entourage.

Intéressant !

98% des patients recommandent l'éclaircissement à leurs amis (Lutz et al. 2000).



VivaStyle

Présentation

VivaStyle 30%

Refill

1 seringue de 3ml
Accessoires



VivaStyle 10% ou VivaStyle 16%

Patient Kit (10% or 16%)

4 seringues VivaStyle pré-montées de 3 ml chacune
2 plaques à thermoformer
1 boîte porte-gouttières
Accessoires
Trousse

Touch-Up Kit (10% or 16%)

2 seringues VivaStyle pré-montées de 3 ml chacune
Accessoires



Refill plaques thermoformables

12 plaques pour gouttières

Refill boîte pour gouttières

6 boîtes

Intéressant !

" J'ai vraiment adoré le conditionnement et la facilité de présentation du produit aux patients" (Déclaration de testeur, The Dental Advisor 2001).

Ces matériaux ont été développés en vue d'une utilisation dans le domaine dentaire. Ils doivent être mis en oeuvre conformément au mode d'emploi. Les descriptions et les données fournies ne sont pas contractuelles et n'engagent pas la responsabilité du fabricant.
Imprimé en France

Ivoclar Vivadent SAS
BP 118
74410 Saint-Jorioz
Tél. : 04 50 88 64 00
Fax : 04 50 68 91 52
www.ivoclarvivadent.fr

ivoclar
vivadent
passion vision innovation