


Coffret

Set TD 767


Diaceram

Pour un glaçage mécanique optimal.


Ces polissoirs de formes disque et flamme, se déclinent en 3 granulométries différentes afin d'effectuer:




1 Le pré-polissage avec les figures 9597 - 9658
→ *polissoirs blancs*



2 Le polissage avec les figures 9599 - 9659
→ *polissoirs roses*



3 et, le glaçage avec les figures 9545 - 9660
→ *polissoirs gris*



«L'amour du détail.»



Coffret également disponible pour le laboratoire (TD766 104) en pièce-à-main.

KOMET FRANCE®
11, rue de Reuilly
75012 Paris
Tél. 01 43 48 89 90
Fax 01 43 48 90 65